

[JIS適合である旨を商品パッケージに表示する場合のガイドライン]

従来、JISフォーマット以外の表示を商品パッケージに表示をするのは不可としていましたが、パッケージ形態や流通保管時などの利便性を考慮して、下記の範囲でパッケージ表示を可とします。

【表示可能な文言】

- JIS T9001 一般用マスク
- JIS T9001 医療用マスク クラスⅠ 又は、JIS T9001 サージカルマスク クラスⅠ
- JIS T9001 医療用マスク クラスⅡ 又は、JIS T9001 サージカルマスク クラスⅡ
- JIS T9001 医療用マスク クラスⅢ 又は、JIS T9001 サージカルマスク クラスⅢ

《記載する場合の条件》

- ①色は黒、表示は、1表示面に1カ所のみ。
- ②全部の文字は同じ書体で、文字級数は11ポイント以内で太文字などの強調や装飾文字は不可。
- ③使用可能な文字は、上記の事例のみ。 変更はできません。
- ④JIS適合表示フォーマットが正しく表示されていることが必須です。
- ⑤文字を黒細線で四角に囲う事、或いは細い一本下線を引く事は、可とします。 (例参照)

例:  JIS T9001 一般用マスク JIS T9001 医療用マスク クラスⅠ

- ⑥既にJIS適合表示フォーマットを表示している商品にこの表示をする場合には、同じ適合番号のパッケージ変更の追加申請をしてください。

JIS T9001 医療用マスク クラスII

フォント11以内

1枚ずつ取り出しやすい サージカルマスク

3層式 | ムクラタイプ | ホワイト | 50枚入

特長

- 3層式フィルタでウイルス飛沫、微小粒子の侵入対策。
- 立体構造で呼吸はラクラク、会話もスムーズにできます。
- ノーズフィット**で鼻の形にぴったりフィット。
- 長時間の使用でも耳にやさしい耳ひも使用。

使用方法

- ①マスク上端にある「ノーズフィット」を鼻に沿って調整します。(目も口も覆う必要があります)
- ②鼻にフィットさせながら耳ひもを掛けます。
- ③フック(耳の印)を上下に引っ掛けておこなって、しっかりと装着してください。

1枚ずつ取り出しやすい サージカルマスク

3層式 | ムクラタイプ | ホワイト | 50枚入

【日本規格協会工業標準化委員会による規格】						
品名	非布マスク類：非フクロビリン					
素材	耳ひも：ポリエステル、ポリエチレン マスク本体：ポリプロピレン					
人数	50枚入					
製造国	中国					
包装	ポリプロピレン製					

【使用上の注意】 ●乳幼児や呼吸困難、異常がある方は使用しないでください。●カラー、ひも、かたまり等の部分や、鼻にフィット感が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。●顔に異常がある場合は、着用を中止してください。●子どものご使用は避けてください。●使用後は手洗いや消毒剤で手を洗ってください。●本製品は使い捨ての製品であり、再利用の目的での保管は行ってください。●高温多湿な環境、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。●本製品は可燃物上、正しい取扱いでもていやすキが強く燃焼します。●火のそばで使用しないでください。

【社】日本規格協会工業標準化委員会からの登録商標はこちら
URL: http://www.jisqa.jp/about/enron_info/mask/

本製品の寸法は90mm×175mm
製品番号(09)01-3121-3431

4 589855 579894

YPCA MADE IN THE PHILIPPINES

1枚ずつ取り出しやすい サージカルマスク

3層式 | ムクラタイプ | ホワイト | 50枚入

耳が痛くなりやすい
平打ちタイプ


マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

1枚ずつ取り出しやすい サージカルマスク

3層式 | ムクラタイプ | ホワイト | 50枚入

日本規格規格 JIS T 9001 医療用マスククラスII 規格適合番号 M22107006						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液/ウイルス	安全衛生
適合率	≥99%	≥99%	≥99%	適合	16.0kPa	-過敏性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率 BFE:バクテリア捕集効率
VFE:ウイルス捕集効率



フォント11以内

この文字の大きさは11です。